MasterAim®组织运输保存液

MasterAim® Tissue Preservation Medium

从组织运输到类器官构建、扩增及冻存的整体解决方案

艾名医学 AIMINGMED

杭州艾名医学科技有限公司
官网：www.aimingmed.com
地址：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢南座1层
电话：0571 - 85352695
邮箱：info@aimingmed.com

产品介绍

组织样本的运输是生物实验中常用且关键的一环， 因此选择方便使用且不影响组织样本生物活性的组织保存液尤为重要。

MasterAim®组织运输保存液是一种即用型低温组织运输保存液，适用于人与动物的新鲜组织样本的低温存储和运输，可保持术后组织或者穿刺组织48 h内的活力及新鲜度，便于长距离样本运输使用。

MasterAim®组织运输保存液成分由艾名医学自主研发，不含DMSO等抗冻剂的无菌组织保存液，对组织无毒害作用，不影响保存组织的生理功能，并且其中含有多种保护剂及缓冲液成分，可维持组织样本内外的渗透压，保护其形态及活力。

产品信息

产品名称	产品号	规格	储存温度&质保期
MasterAim®组织运输保存液	100-032	100 mL	-20℃，12个月；4℃，2周

MasterAim®组织运输保存液使用说明

艾名医学提供的MasterAim®组织运输保存液一瓶共100 mL，-20℃避光保存，有效期2年(建议分装于-20℃保存，避免反复冻融），4℃保存，有效期2周，即用即取。

运输新鲜组织样本时，直接将新鲜组织置于样本储存管中(注：组织块太大将影样本活性和组织运输保存液中营养物质的交换，需将组织样本修剪至体积约为0.5 cm^3)，加入足量MasterAim®组织运输保存液浸没组织 ，于2 - 8℃运输 ，尽快运输至实验室进行处理。