MasterAim®人表皮类器官完全培养基

MasterAim® Epidermal Organoid Complete Medium

从组织运输到类器官构建、扩增及冻存的整体解决方案

艾名医学 AIMINGMED

杭州艾名医学科技有限公司
官网：www.aimingmed.com
地址：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢南座1层
电话：0571 - 85352695
邮箱：info@aimingmed.com

产品介绍

MasterAim®人表皮类器官培养体系模拟了细胞体内生长的微环境，适用于原代人皮肤样本来源的人表皮类器官的构建，也支持冻存人表皮类器官复苏后的维持培养及传代扩增，构建的人表皮类器官主要细胞类型为增殖的表皮干/祖细胞和分化的表皮细胞，极大程度维持了来源于人表皮组织的特征。

产品信息

MasterAim®人表皮类器官完全培养基包括：人表皮类器官基础培养基及添加物，组分不单独售卖。

产品名称	产品号	规格	储存温度&质保期
MasterAim®人表皮类器官完全培养基	10-100-671	1 盒	-20°C，12个月
MasterAim®人表皮类器官基础培养基	100-672	95 mL	-20°C，12个月；4°C，3个月
MasterAim®人表皮类器官培养基添加物	100-673	5 mL	-20°C，12个月

相关产品

产品名称	产品号	规格	储存温度&质保期
MasterAim®组织运输保存液	100-032	100 mL	-20°C，12个月；4°C，2周
MasterAim®皮肤组织消化液 I	100-639	100 mL	-20°C，12个月；4°C，2周
MasterAim®皮肤组织消化液 II	100-640	50 mL	-20°C，12个月；4°C，2周
MasterAim® Primary Enhancer	100-008	0.5 mL	-20°C，12个月
MasterAim®抗粘附液	100-291	100 mL	4°C，12个月
MasterAim®类器官冻存液	100-045	100 mL	4°C，12个月
Pen-Strep Solution	/	参考供应商说明书	参考供应商说明书
DPBS平衡盐溶液（无钙镁，无酚红）	100-184	500 mL	AMB，24个月
MasterAim® Express 酶（1X），含酚红	100-546	100 mL	4°C，24个月
红细胞裂解液	100-547	100 mL	4°C，24个月
Matrigel，GFR	Corning,356231	10 mL	-20°C，24个月

MasterAim®人表皮类器官完全培养基制备

1. 试剂准备：提前一天将 MasterAim®人表皮类器官基础培养基（#100-672）和 MasterAim®人表皮类器官培养基添加物（#100-673）从-20℃取出，4℃放至融化。

2. 完全培养基配制：将人表皮类器官培养基添加物全部转移到基础培养基中，混合均匀，即为人表皮类器官完全培养基。

3. 原代标本培养：取10 mL配置好的完全培养基，加入100 µL MasterAim®Primary Enhancer（#100-008），即可使用。

4. 维持培养：对于非原代标本的培养，使用MasterAim®人表皮类器官完全培养基即可。

注：（1）类器官完全培养基中不含有抗生素成分，请根据实验需求自行添加，推荐使用Pen-Strep Solution，工作浓度为1%。

（2）建议进行适当分装，-20℃储存，开封后，4℃保存使用，并于2周内用完，避免反复冻融。

（3）所有移液管、枪头等类器官培养耗材均需进行润洗，以免在传代过程中出现类器官的流失，推荐使用MasterAim®抗粘附液（#100-291）效果更佳。

人来源的表皮类器官构建

1. 样本处理：将组织标本转移至转移到10 cm培养皿中，培养皿置于冰盒上，加入10 mL DPBS-PS，清除多余脂肪，只保留皮肤组织。

注：DPBS-PS为添加1% Pen-Strep Solution的DPBS(#100-184)。
*如新鲜标本无法立即处理，组织标本应浸泡在组织保存液中，建议使用MasterAim®组织运输保存液（#100-032），冰上运输尽快处理。

2. 样本清洗：将组织使用DPBS-PS进行清洗，反复涮洗约5 - 10次，涮洗至清洗液澄清，去除清洗液。

3. 消化前样本准备：清洗完成之后，将组织转移至新的培养皿中，用镊子将皮肤组织调整为真皮面向上，表皮面向下，置于培养皿中展平。

4. 消化阶段Ⅰ：加入10 mL的MasterAim®皮肤组织消化液I（#100-639），37 °C孵箱内消化60 - 90 min。随后使用巴氏吸管吸弃消化液，将人皮肤组织转移至含有新的10 mL预冷DPBS-PS的培养皿中，用无齿弯镊小心地将表皮剥下。

5. 消化阶段Ⅱ：将剥下的表皮组织转移至1.5 mL EP管中，使用手术剪刀将表皮组织剪碎成1 - 2 mm^3的碎块，可加200 µL MasterAim®皮肤消化液II(#100-640)进行剪切，将切碎的组织转移至15 mL的离心管（用抗粘附液预先润湿）中，向离心管中补充5 mLMasterAim®皮肤消化液II，将离心管置于37 °C孵箱中消化60 min。镜下观察到大部分细胞呈细胞团块（20 - 30 µm）既可终止消化阶段Ⅱ（注：消化到单细胞状态）。

6. 终止消化阶段Ⅱ：加入10 mL DPBS-PS终止消化，300g，离心5 min，弃上清。

7. 收集细胞：加入10 mL DPBS-PS对细胞进行重悬，用巴氏吸管上下吹打多次后，使用2 mL MasterAim®抗粘附液（#100-291）预先润洗一个70 µm的细胞筛网，将细胞悬液使用该细胞筛网过滤，将滤液进行离心，300g，5 min，弃上清。

8. 计数：使用1 mL DPBS-PS重悬，通过自动细胞计数板或手动计数板计出细胞个数。计数后300g，离心5 min，去上清，收集组织沉淀。

9. 接种：按照2000 - 4000 cells/µL的密度接种（接种密度仅供参考，可按照实验需求进行调整）。首先根据计数结果，使用完全培养基将获取的细胞沉淀重悬，再加入细胞悬液2倍体积的基质胶，充分混合，将重悬后的细胞悬液接种至37℃预热的细胞培养板中。注意枪尖不要接种至培养板的底部，胶滴应接种于培养孔的中心位置，若是24孔板，则每孔可接种50 µL。将接种好的培养板放置在37℃培养箱中静置5 min后，倒置培养板静置25 min。

10. 补液：使用移液枪沿着孔侧壁向每个孔中轻轻地加入600 µL于37℃预热的MasterAim®表皮类器官完全培养基，请勿将培养基直接加到胶滴上。未接种液滴的培养孔均加入1 mL的DPBS。

11. 培养：盖上培养板板盖，并在37℃和5％CO_2下进行培养。镜下观察类器官的培养情况，适时进行换液或传代（一般建议每3 - 4天进行全换液或半换液）。一般在接种3 - 4天后，可观测到类器官形成。

人来源的表皮类器官传代

1. 传代标准： 在传代前，确保大部分类器官的直径大于100 μm。传代窗口期一般为7-10天，传代比例一般为1:2或1:3。

2. 消化：将培养类器官的24孔板取出，用移液器去除培养基，每孔加入0.5 mL **MasterAim® Express 酶（1X），含酚红（#100-546）**，使用1 mL枪头将胶滴吹散（可根据类器官量适量增加**MasterAim® Express 酶（1X），含酚红的体积**）。37℃培养箱消化5 - 10 min（避免消化过度，影响类器官生长），显微镜下观察类器官消化情况，待大部分类器官消化至30 - 40 μm大小时，即可加入2倍消化液体积的DPBS-PS终止消化。

3. 收集类器官：将消化后的类器官悬液转入离心管中（可用抗粘附液预先润洗离心管），保证培养孔中的类器官都被收集起来。300g，离心5 min，去上清，收集类器官。

4. 计数：使用1 mL DPBS-PS重悬，通过自动细胞计数板或手动计数板计出细胞个数。计数后，300g， 离心5 min，去上清，收集类器官。

5. 接种：以24孔板为例，参考接种密度200-500 cells/μL（接种密度仅供参考，可按照实验需求进行调整）。首先根据计数结果，使用完全培养基将获取的类器官沉淀重悬，再加入细胞悬液2倍体积的基质胶，充分混合。吸取50 μL细胞悬液，并加入到37℃预热的24孔板（提前预热半小时）的中心部位（不要将类器官接种到最外侧的孔中）。将接种好的培养板放置在37℃培养箱中静置5 min后，倒置培养板静置25 min，以待基质胶倒置凝固。

6. 补液：使用移液枪沿着孔侧壁向每个孔中轻轻地加入600 μL于37℃预热的MasterAim® 人表皮类器官完全培养基，请勿将培养基直接加到胶滴上。未接种液滴的培养孔均加入1 mL的DPBS。

7. 培养：盖上培养板板盖，并在37℃和5%CO_2下进行培养。每2-4天进行一次全换液，观察生长情况，并进行拍照记录，直至下次传代。

人来源的表皮类器官冻存

1. 冻存标准：观察类器官生长情况，当类器官活性良好，大部分类器官的直径大于100 μm，数量不低于500个时，即可进行冻存。

2. 消化：小心吸走培养孔中的培养基，每孔加入0.5 mL **MasterAim® Express 酶（1X），含酚红**，吹散胶滴，37℃培养箱消化5 - 10 min，显微镜下观察类器官消化情况，待类器官消化至30 - 40 μm大小时，即可加入2倍消化液体积的DPBS-PS终止消化。

3. 收集类器官：将消化后的类器官悬液转入离心管中（可用抗粘附液预先润洗离心管），保证培养孔中的类器官都被收集起来。300g，离心5 min，弃上清。

4. 计数：使用1 mL DPBS-PS重悬，通过自动细胞计数板或者手动计数板计出细胞个数。计数后，300g， 离心5 min，去上清，收集类器官。

5. 冻存：根据类器官计数结果，加入适量**MasterAim®类器官冻存液（#100-045）**重悬沉淀，混合均匀后分装至标记好的冻存管中，推荐每管冻存500个类器官（细胞量约为$5*10^5$个），冻存数量过少可能会影响类器官的复苏，每管1 mL，若细胞量较多时应注意分管冻存；将冻存管置于程序降温盒中，-80℃过夜保存（或进行梯度降温，4℃放置20 min，-20℃放置2 h，-80℃放置过夜），最后转移至液氮罐。

【注意事项】

1. 本产品仅供科研使用，使用前请仔细阅读本说明书。

2. 本产品仅适用于新鲜获取或在组织保存液中保存24 h内的新鲜标本。

3. 本产品培养结果会受到标本质量、培养条件等因素影响，同时也受到技术员操作习惯、操作环境以及当前细胞生物学技术局限性等限制，因此可能会存在培养失败的情况。