MasterAim®Primary Enhancer（1000X）

从组织运输到类器官构建、扩增及冻存的整体解决方案

杭州艾名医学科技有限公司
官网：www.aimingmed.com
地址：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢南座1层
电话：0571 - 85352695
邮箱：info@aimingmed.com

产品介绍

MasterAim® Primary Enhancer（1000X）是为类器官模型构建开发的独特配方，广泛适用于类器官的原代构建、传代和复苏等多种场景，可以有效提高类器官的成活率和构建成功率。

产品信息

产品名称	产品号	规格	储存温度&质保期
MasterAim® Primary Enhancer（1000X）	100-008	0.5 mL	-20℃，12个月

MasterAim® Primary Enhancer（1000X）使用说明

1. 解冻：使用前建议提前放置到4℃解冻。

2.离心：解冻后可能会有部分液体附着在管壁，建议离心后进行配置。

3.试剂配置：取10 mL配置好的MasterAim®类器官完全培养基，加入终浓度为0.5X-1X的MasterAim®Primary Enhancer（#100-008），充分混匀，即可使用。

注：此配置方案适用于类器官原代构建、传代、类器官复苏等场景。