MasterAim® Express 酶 (1X)，含酚红

MasterAim® Express (1X), phenol red

从组织运输到类器官构建、扩增及冻存的整体解决方案

杭州艾名医学科技有限公司
官网：www.aimingmed.com
地址：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢南座1层
电话：0571 - 85352695
邮箱：info@aimingmed.com

产品介绍

MasterAim® Express 酶 (1X)，含酚红一种非动物源性的重组胰蛋白酶，能裂解赖氨酸和精氨酸C端肽键，可用于天然胰蛋白酶的替代。相比于天然胰蛋白酶，MasterAim® Express 酶 (1X))，含酚红制剂纯度更高、特异性更强，能够有效减少天然胰蛋白酶提取物中的其他酶对细胞可能造成的损害。MasterAim® Express 酶 (1X))，含酚红适用于解离各类贴壁哺乳动物细胞，包括 CHO、HEK 293、A529、胚胎干细胞和原代人角质化细胞等，产品活性稳定，使用方便。

产品信息

产品名称	产品号	规格	储存温度&质保期
MasterAim® Express 酶 (1X)，含酚红	100-546	100 mL	4°C，24个月